



MODE D'EMPLOI

Article N° : 16 200 22

URINAL HOMME

Exigence essentielle de la directive 93/42/CEE (§13.1 de l'annexe I) :

« L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions. »

Prendre un urinal propre (utilisation uni-personnelle) et installer sur la verge. La capacité indiquée n'a pas de caractère de mesure. Fermer avec le bouchon (disponible en option, réf 16 200 22B) pour éviter les odeurs ou vider le dans les toilettes.

PRECAUTION D'EMPLOI :

Ce dispositif ne peut être utilisé que par une même personne pendant son utilisation. Ne pas rentrer la verge entièrement dans l'urinal. Ne pas attendre que l'urinal soit plein pour le changer. Bien nettoyer après vidange. Ne doit pas être utilisé par plusieurs personnes en même temps. Dans le cas d'une utilisation par plusieurs personnes sans nettoyage risque de contaminations croisées.